

Inzendinstructies Monsters t.b.v. Pathologie

1. Gebruik het **juiste aanvraagformulier** bij uw monster:
 - a. Aanvraagformulier Histologie/Cytologie
 - b. Aanvraag Cytologie – Urine
 - c. Aanvraag Mamma
 - d. Aanvraag Moleculaire Diagnostiek
 - e. Aanvraag Klinische Genetica
 - f. Aanvraag Obductie
2. Plak **patiëntensticker** met NAW-gegevens in daartoe aanwezige veld.

Patiëntensticker
3. Aanvraagformulier is **volledig en goed leesbaar** ingevuld:
 - a. NAW (sticker)
 - b. naam en telefoon aanvrager
 - c. Aard materiaal (inclusief op achterzijde van formulier aangekruist)
 - d. Klinische gegevens (indien van toepassing met topografie)
 - e. Duidelijke vraagstelling
4. Monster t.b.v. vriescoupe of immunofluorescentie: vers materiaal aanleveren tussen 2 steriele gaasjes met fysiologische vocht. Aanleveren op kamertemperatuur of indien mogelijk gekoeld en zo snel als mogelijk aanbieden bij de ontvangstbalie pathologie.
5. Monster voor EM: fixatie met glutaraaldehyde. Aanleveren op kamertemperatuur of indien mogelijk gekoeld en zo snel als mogelijk aanbieden bij de ontvangstbalie pathologie.
6. Monster t.b.v. routine histologisch of cytologisch onderzoek: aanleveren in een goed sluitend buisje of potje van het juiste formaat met het juiste fixatie- of bewaarmedium, zoals formaline 4% *(5x het volume van het weefselstuk) of alcohol 50% (urine). Aanleveren op kamertemperatuur en aanbieden bij de ontvangstbalie pathologie.
7. Monster in het kader van jicht-vraagstelling: fixatie met alcohol i.p.v. formaline 4%.

We kunnen uw aanvraag uitsluitend in behandeling nemen, nadat aan bovenstaande criteria wordt voldaan.

Onvolledige aanvragen zijn wij genoodzaakt per direct retour aanvrager te zenden.

Zodra wij uw aanvraag voor onderzoek geregistreerd hebben, geldt deze als dienstverleningsovereenkomst.